





武汉博士德生物工程有限公司

武汉市洪山区光谷大道特1号 国际企业中心一期

Phone:800-880-8748, (027) 67845390/1/2/3/5

Email:boster@boster.com.cn

Web:www.boster.com.cn

生物素标记的蛋白质分子量标准

产品货号: AR0130

产品名称: 生物素标记的蛋白质分子量标准

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 20-40 次/管

产品保存: -20℃保存, 一年有效。

产品说明:

生物素标记的蛋白标准,主要用于化学发光法,配合博士德的 streptavidin-HRP 使用,可 以方便地在化学发光法检测样品蛋白的同时,也可以检测到相应的分子量标准。分子量标准 和目的条带一次性显示在同一张膜上,可以更直观地判断目的蛋白大小,利于分析。蛋白质 分子量为结合有生物素的纯化蛋白混合物,蛋白标准跨度较大,从 6.5KDa 到 180KDa 之间的 九个条带(见附表),用于免疫印迹化学发光的检测条件已经得到优化。

本品属冻干品,使用前需溶解。

使用方法:

A 电泳和转膜

- 1.溶解蛋白质分子量,每管加 200ul 的 1×SDS 上样缓冲液(100ul dd H2O+100ul 2×SDS 上样缓冲液)。混合均匀,多个小管分装(每份 10ul)保存。
 - 2.蛋白质分子量标准溶液于 100℃加热 2-3 分钟。
 - 3. 离心 1-2 分钟后上样, 每道 5-10ul。
 - 4.常规 SDS-PAGE 电泳。
 - 5.转膜。
 - B 检测
 - 1.将膜放入封闭液(5%BSA)中室温封闭1小时。TBS-T洗膜2次,每次5-10分钟。
 - 2.以适当的比例稀释后的 streptavidin-HRP(博士德有售,货号: BA1088 效价 1:2000
- -10000) 室温孵育 1-2 小时,TBS-T 洗膜 3 次,每次 10 分钟。
 - 3.进行化学发光检测,方法按照其使用的产品说明书进行。







武汉博士德生物工程有限公司

武汉市洪山区光谷大道特 1号 国际企业中心一期

Phone:800-880-8748, (027) 67845390/1/2/3/5 Email:boster@boster.com.cn Web:www.boster.com.cn

附表:

蛋白	分力量(道尔顿)
α2-巨球蛋白(马血清)	180000
β-半乳糖苷酶 (大肠杆菌)	116000
磷酸化酶 b (兔肌肉)	97000
过氧化氢酶 (牛肝)	58100
乙醇脱氢酶 (酵母)	39800
碳酸酐酶 (牛红细胞)	29000
胰蛋白酶抑制剂 (大豆)	20100
溶菌酶 (鸡蛋)	14300
抑肽酶 (牛肺)	6500