



## DAB 显色试剂盒(蓝色) ×20

**产品货号:** AR1025

**产品名称:** DAB 显色试剂盒(蓝色)×20

**生产日期:** 见封口处

**产品组份:** 显色剂 A: DAB×20 倍浓缩液 3ml

显色剂 B: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>×20 倍浓缩缓冲液 3ml

显色剂 C: TBS×20 倍浓缩缓冲液 (含氯化镍) 3ml

**产品保存:** -20℃避光冷冻保存一年。

### 产品说明:

DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一, 在加金属镍盐的情况下, 显色呈鲜艳的紫蓝色, 可用于免疫组化及各种斑点检查法。本试剂盒采用液体性滴瓶包装, 使用方便, 并且减少了接触有潜在毒性的 DAB。

### 使用方法:

- 1.在过氧化物酶的检测完成以后, TBS 或 PBS 充分洗涤, 一般 5 分钟×4 次。
- 2.按 1ml 蒸馏水加显色剂 A, B, C 各 1 滴, 混匀。加至标本上。一般显色 10-30 分钟, 若无背景出现则可继续显色。
- 3.蒸馏水充分洗涤以终止反应。必要时核固红复染 5 分钟左右, 水洗。
- 4.中性树胶封片, 显微镜观察。